

HOJA TÉCNICA

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE

Filtro grado "D" higiénico IIR Nanotecnología



INVERSI PROYECTOS INNOVADORES,SL

B42616912

Pol. Ind. Canastell C/ Clavo Nave 5

03690 - San Vicente del Raspeig - Alicante

+34 966 157 118

CARACTERÍSTICAS



REUTILIZABLE

Mascarilla de por vida.



LAVABLE

Con agua y jabón



LIGERA

50 gr.



NANOTECNOLOGÍA

98% de filtración bacteriana

RECOMENDACIONES

Colocarse la mascarilla minuciosamente para que cubra la boca y la nariz y anudarla firmemente para que no haya espacios de separación con la cara.

Una vez que el filtro esté humedo.

Sustituir el filtro cada 72 horas, evitando así que aumente el riesgo de transmisión asociado con el uso.



CERTIFICADO

Cumple con los requisitos de funcionamiento de la norma:

EN 14683:2019 + AC:2019 de mascarillas quirúrgicas puntos 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 para tipo IIR y para filtros no reutilizables UNE 0064 1:2020

Esta mascarilla higiénica reutilizable no es un equipo de protección individual (EPI) ni tampoco un producto sanitario (PS). No está diseñado para sustituir estos. Su función es meramente higiénica.

MATERIAL

Mascarilla: Caucho Termoplástico (material hipoalergénico).

Bandas Elásticas: Material Hipoalergénico FREE LATEX.

Filtro desechable: Material IIR con una eficiencia del 98% de filtración bacteriana.

PESO EN BRUTO

Mascarilla + Filtro: 50 gramos

CONTENIDO DE LA BOLSA

Mascarilla higiénica reutilizable

2 Bandas Elásticas ajustables

10 Recambios Filtro Desechable Tipo IIR Nanotecnología

2 Protector del Filtro Desechable

